



WIRTUALNI TERAPEUCI

AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA ONLINE

Część praktyczna

Moduł 2

Modelka 1 - Lekcja 2

OPRACOWAŁA MAGDALENA KAMIŃSKA, MARTA JAŁOWIECKA

LEKCJA 2

DOBÓR KARTRIDŻA

Kolejnym krokiem jest dopasowanie kartridża do skóry. Przy pierwszych zabiegach najlepiej zastosować te z największą ilością igieł, bo one są najdelikatniejsze, działamy nimi w sposób precyzyjniejszy i nie doprowadzimy do przerwania ciągłości naskórka.

Kartridże z ilością igieł 42 i 36 pozwolą nam w sposób kontrolowany wprowadzić ampułkę, bez konieczności przerwania ciągłości naskórka.

Kartridż jest jednorazowy, dlatego nie wymaga sterylizacji, wydajemy go z opakowania przy klientce, a po skończonym zabiegu wyrzucamy. Nowy kartridż jest bezpieczny, zdezynfekowany i gotowy do użytku. Końcówkę tą wkładamy do mezopena w górnej jego części, ustawiając wcześniej urządzenie na poziom 0. Kiedy słyszymy charakterystyczny "klik" i czujemy opór, mamy pewność, że kartridż został poprawnie umieszczony.





WIRTUALNI TERAPEUCI
AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

LEKCJA 2

DOBÓR KARTRIDŻA

Kartridż Mezoterapia Mikroigłowa (MTS)



LEKCJA 2

JAK PRZEPROWADZAMY ZABIEG

Kiedy urządzenie mamy przygotowane do zabiegu, zaczynamy od aplikacji ampułki pędzelkiem. Na początek zaczynamy od czoła, dzielimy go na dwie części, prawą i lewą.

